

Fiche Technique

Application

- 1) Couper l'uvc pendant tout le traitement, avec un minimum de 6 semaines
- 2) 1 sachet pour 500 ml de liquide.
- 3) Mélanger liquide et poudre selon les indications sur les produits avec de l'eau
- 4) Répartir dans le bassin
- 5) Répéter selon les indications sur le produit.

Composition liquide

Bacillus subtilis

Bacillus Licheniformis

Bacillus amyloliquefaciens

Nitrosomonas

Nitrospira

Composition poudres

Lipase

Amylase

Cellulase

Subtilisine

Protease

Xylanase

Les quantités et les concentrations des différents éléments font partie du procédé de fabrication non public.